

Koeproovi võtmine kromosoomiuuringuks abordijärgselt loote nahast. (NB! Proovi võtmine on oluline ka juba sooritatud looteveeuuringu tulemuse verifitseerimiseks.)

1. Panna valmis toatemperatuuril steriilne füsioloogiline lahus suletava kaanega steriilses topsis.
2. Kasutada steriilseid töövahendeid.
3. Naha pind steriliseerida 70 %-lise etanooliga.
4. Proovitükk peaks olema vähemalt mõõdus 1x1 cm ja võetud sügavalt koos alusnahaga. Eesmärgiks on saada elusaid fibroblaste, mis asetsevad kollageensete kiudude vahel.
5. Tops koetükiga pakkida nii, et proov püsiks võimalikult kaua toatemperatuuril. Abiks on näiteks penoplastist valmistatud kastid jm isoleeriv materjal. Vältida proovi külmumist! **Toimetada võimalikult kiiresti AS Nova Vita Kliinikusse aadressil Tammsaare tee 47, Tallinn.** Vajadusel säilitada proov üleöö +4C külmikus.
6. Lisada saatekiri (kasutada saab näiteks Nova Vita kodulehel asuvat näidist), soovitatavalt lisada loote fenotüübi kirjeldus (sugu, väärarengud või nende puudumine).

Lugupidamisega
AS Nova Vita Kliinik